



Catálogo de **Produtos**

Saúde • 2023/24



MERCUR 
Desde 1924

// Olá! Muito prazer, eu me chamo **Jéssica Paula**

Tenho 31 anos e nasci em Rio Verde, no interior de Goiás. Sou jornalista, apresentadora e moro atualmente na cidade de São Paulo.

A deficiência física chegou em minha vida por uma infecção na medula aos 6 anos de idade.

Durante meu processo de adaptação, utilizei cadeira de rodas, andador e muletas axilares até chegar ao modelo de muletas canadenses.



Depois de conhecer 35 países e viajar por mais de 200 mil quilômetros pelo planeta, trabalho para apresentar diferentes lugares a quem não pode viajar, especialmente para mostrar que todos nós temos o direito à liberdade, **podemos e devemos conhecer o mundo, independentemente de nossas condições físicas.**

Conheci a Mercur aos 14 anos de idade, quando dei meus primeiros passos com a muleta do tipo canadense.

As muletas são meu principal instrumento de liberdade, pois me conduzem aos lugares mais inusitados, belos e desafiadores.

Sentir a autonomia, poder decidir com leveza para onde vou – porque sei que tenho a ferramenta correta e segura para viver tudo isso – é libertador.

Precisamos nos atrever a quebrar as limitações que outras pessoas nos impõem, nos atrever a descobrir até onde nossas forças podem nos levar.

Este é o meu conselho: atreva-se a viver! E, claro, use suas muletas para conhecer o mundo, ele é muito maior do que a nossa deficiência.”

A imagem retrata o espírito aventureiro da Jéssica. Esse modo de uso não é recomendado.

nosso DNA

Nós somos a Mercur, uma empresa familiar que soma quase 100 anos de trajetória. Em uma longa jornada de inovação, marcada por experimentação, erros e acertos, mas, sobretudo, por aprendizados, entendemos que **nosso propósito é cocriar o mundo de um jeito bom pra todo o mundo** – dos organismos às pessoas.

Carinhosamente apelidamos nosso modo de gestão de “Jeito Mercur”. E o Jeito Mercur é isso: uma visão sistêmica que entende que somos mais do que uma indústria. **Somos, acima de tudo, comprometidos com relacionamentos que valorizem a vida**, por meio de produtos voltados à **Saúde e Educação**.

Pensando nisso, **temos um forte compromisso socioambiental**, que compreende ações como abolir os testes em animais em toda a cadeia de fornecedores, usar cada vez mais matérias-primas renováveis nos nossos produtos e processos – 50% da nossa energia vem de fontes limpas a partir da usina de energia solar fotovoltaica –, promover iniciativas educativas locais, apoiar projetos comprometidos com o ser humano e com a Terra e ser uma empresa neutra em carbono. **Sempre colocando o planeta e as pessoas em primeiro lugar.**

No segmento da Saúde, **acreditamos que cuidar faz bem**. Por isso, buscamos oferecer recursos que atendam necessidades reais, estimulando o bem-estar e a promoção da qualidade de vida.

Ao mesmo tempo que **nos dedicamos em oferecer experiências positivas** por meio do acesso aos nossos produtos, temos a consciência de que não estamos prontos (e sabemos que nunca vamos estar!), mas **seguimos comprometidos em melhorar a sua vida e a vida de todos ao nosso redor.**

*Prazer, nós somos a **MERCUR***




conheça a Mercur em 7 iniciativas



01 Somos carbono neutro

Há mais de 10 anos, monitoramos as emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) gerados nas nossas operações e de nossos parceiros. Para compensar os impactos negativos, 98 mil árvores nativas foram plantadas entre 2009 e 2021, o equivalente a 82 campos de futebol.



02 Trabalhamos para abolir testes em organismos vivos

Respeitamos a vida e trabalhamos para abolir testes com organismos vivos, optando por métodos alternativos, como testes *in vitro*.



03 Priorizamos insumos renováveis

De todos os insumos que utilizamos na Mercur, mais de 50% são de origem renovável, ou seja, de fontes que se regeneram na natureza. Desde 2013, deixamos de utilizar mais de 340 toneladas de plástico nas embalagens da Saúde.



04 Cocriamos nossos produtos com usuários reais

Fazer com as pessoas e não para as pessoas. Partindo deste conceito, deixamos de gerar demandas para o mercado e passamos a atender necessidades reais das pessoas, desenvolvendo soluções que melhorem a vida de todos.



05 Reutilizamos a água

Reduzimos o consumo de água potável em nossos processos produtivos através de cisternas que captam e armazenam água da chuva para reutilizar nas caldeiras, resfriamento de máquinas e vasos sanitários.



06 Apostamos em energia limpa

Instalamos 2,6 mil painéis fotovoltaicos na nossa sede industrial, capazes de suprir, inicialmente, 50% do nosso consumo de energia. O impacto ambiental dessa instalação foi compensado com o plantio de 1,2 mil mudas de árvores nativas.



07 Impulsionamos a nacionalização e reduzimos as importações

Atualmente, 88% dos produtos e soluções da Mercur são desenvolvidos de forma totalmente nacional, estimulando e fortalecendo o que é daqui.



Acesse e conheça outras iniciativas da Mercur.

07 termoterapia

- 8 bolsas para água quente
- 9 bolsas para gelo
- 10 bolsas térmicas gel
- 12 máscara gel
- 13 bolsas térmicas naturais
- 15 cintas para bolsas
- 16 touca térmica
- 16 suporte para DTM

17 mobilidade

- 18 andadores
- 23 muletas
- 26 bengalas
- 30 acessórios e peças de reposição

35 reabilitação

- 36 colares cervicais
- 39 órteses para costas e tórax
- 41 órteses para abdômen e lombar
- 45 cintas de gastrostomia
- 47 tipoias
- 50 suporte para ombro
- 51 órteses para cotovelo
- 53 órteses para punho e mão
- 58 ataduras
- 59 órteses para a coxa
- 60 suspensório escrotal
- 61 órteses para o joelho
- 70 panturrilha
- 71 órteses para tornozelo
- 77 botas imobilizadoras

79 atividade física

- 80 luvas
- 80 bermuda térmica
- 80 sapatilha esporte
- 81 faixas elásticas para exercícios
- 82 faixas de resistência para exercícios
- 82 puxador para faixa elástica

83 bem-estar

- 84 almofada terapêutica
- 84 ducha para higiene íntima
- 84 máscara
- 85 tira-leite

86 profissional

- 87 gel condutor

88 inclusão

- 89 cinta de posicionamento
- 89 luva flexora

90 personalização do PDV

Valentin, colaborador
Mercur há 2 anos na
área de Recepção e
Acolhimento



Promover o autocuidado através de uma prática natural e não invasiva é uma das formas de levar bem-estar ao dia a dia das pessoas. Por isso, disponibilizamos recursos de termoterapia para aplicação de frio e calor terapêuticos, promovendo alívio de dores e relaxamento. No nosso portfólio, você encontra opções de bolsas térmicas em diversos tamanhos e formatos, em modelos para água quente, para gelo, em gel e as versões naturais recheadas com caroços de açaí da palmeira Juçara, uma matéria-prima 100% renovável na natureza. Tudo isso para garantir conforto a você e às pessoas que você ama.

termoterapia



Acesse e confira dicas de uso do produto.

Bolsa para Água Quente

É um recurso para aplicação de calor terapêutico (termoterapia), indicado para auxiliar no tratamento de dores e lesões musculares e articulares, processos inflamatórios crônicos, alívio de estresse muscular e cólicas.

- Ranhuras que aumentam a difusão do calor, atingindo temperaturas diferentes em cada lado da bolsa
- Produzida em borracha natural, com ótima resistência
- 3 tamanhos para diferentes aplicações



BORDAS REFORÇADAS E ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA



BOLSA PEQUENA (0,5L)

REF.	COR	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0010-LI		16x23cm
BC 0010-BO		16x23cm

BOLSA MÉDIA (1,4L)

BC 0013-LI		20x28cm
BC 0013-BO		20x28cm

BOLSA GRANDE (2L)

BC 0014-LI		20x31cm
BC 0014-BO		20x31cm

Bolsa para Água Quente com Capa

Opção com capa protetora, que é fácil de vestir e protege a pele durante o uso. Capa feita com tecido macio, resistente e lavável.

BOLSA MÉDIA (1,4L)


REF.	COR	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0013-BOC		20X28cm





LINHA DE BOLSAS PARA GELO

São recursos que possibilitam aplicação de frio terapêutico (crioterapia), indicados para auxiliar no tratamento de lesões musculares e articulares, na redução de inchaços e outros sintomas resultantes de processos inflamatórios. As bolsas agem como um analgésico natural, proporcionando alívio de febres e dores agudas. Confira os modelos disponíveis:



Bolsa para Gelo

- Para ser utilizada somente com gelo
- Produzida em borracha natural, com ótima resistência

BOLSA PEQUENA (0,5L)

REF.	DIMENSÕES (diâmetro)
BC 0020	20cm

BOLSA GRANDE (1,6L)

BC 0021	24cm
---------	------



Bolsa Flexível para Gelo

- Para ser utilizada com gelo ou água gelada
- Tecido emborrachado flexível e macio: se molda ao corpo

BOLSA MÉDIA (1,2L)

REF.	DIMENSÕES (diâmetro)
BC 0025-B	22cm

BOLSA GRANDE (2,3L)

BC 0025-C	26cm
-----------	------





LINHA DE BOLSAS GEL

Desenvolvidas para aplicação de frio e calor terapêuticos, são indicadas para o tratamento de lesões, processos inflamatórios, febres, dores e para promover o relaxamento muscular.

Atóxicas e versáteis, podem ser resfriadas no freezer e aquecidas no micro-ondas (sempre imersas em água) ou na água quente. Com embalagens resistentes e seguras, as bolsas são reutilizáveis e não enrijecem quando resfriadas, o que garante a eficácia do tratamento.



Bolsa Térmica Gel Grande

- Dimensões adequadas para regiões maiores do corpo, como **costas e coxas**



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0134	1,2 kg	54x25cm



Bolsa Térmica Gel para Ombros

- Formato ideal para a uso na região dos **ombros e pescoço**



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0135	800g	40x29cm



Bolsa Térmica Gel Gato

- **Formato e visual lúdicos:** com ilustração de um gato segurando um aquário, permitindo que, ao manusear a bolsa, o peixinho se movimente



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0132	380g	19,9x17,5cm

Bolsa Térmica Gel



- Dois tamanhos para diferentes aplicações em áreas menores do corpo, como **punho, joelho e tornozelo**
- **Não congelam**, permanecendo moldáveis ao corpo mesmo quando mantidas no congelador



PARA USO
QUENTE E FRIO



BOLSA PEQUENA (200g)

REF.	EMBALAGEM	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0130-P20	Cx. Display c/ 20un.	16x13,5cm
BC 0130-P50	Cx. Master c/ 50un.	16x13,5cm

BOLSA MÉDIA (410g)

BC 0130-M	Caixa c/ 1un.	26,5x14,5cm
BC 0130-M12	Cx. Display c/ 12un.	26,5x14,5cm
BC 0130-M24	Cx. Display c/ 24un.	26,5x14,5cm
BC 0130-M48	Cx. Master c/ 48un.	26,5x14,5cm



Acesse e confira dicas
de uso do produto.





Bolsa Térmica Gel para Seios

- Formato anatômico que cobre totalmente o seio
- Ideal para desmanchar os caroços que se formam durante a amamentação
- Venda em par



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (diâmetro)
BC 0133	260g (par)	17cm

Bolsa Térmica Gel para Olhos

- Ideal para aliviar inchaços, olheiras e alterações na região das pálpebras (terçol)
- Auxilia na recuperação de pós-operatórios
- Promove relaxamento
- Venda em par



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0256	44g (par)	8,3x6,8cm

Máscara Gel

- Alívio em casos de enxaqueca, sinusite, olheiras e inchaços
- Ativa a circulação e proporciona relaxamento à área dos olhos
- Formato anatômico: se molda ao rosto



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



PARA USO
QUENTE E FRIO



REF.	PESO	DIMENSÕES (circunferência)
BC 0255	160g	42 a 67cm



UM PRODUTO, MUITAS HISTÓRIAS

Assista aos episódios da websérie e conheça o processo de cocriação da Bolsa Térmica Natural Mercur.

LINHA DE BOLSAS NATURAIS

As Bolsas Térmicas Naturais são uma alternativa sustentável para aplicação de frio e calor terapêuticos, estimulando o relaxamento e oferecendo tratamento não invasivo de modo simples e prático, promovendo o autocuidado. Produzidas com matérias-primas naturais e renováveis, as bolsas são preenchidas com caroços de açaí da palmeira juçara, que ampliam o valor da cadeia produtiva local e auxiliam na preservação da Mata Atlântica. Práticas para aquecer e resfriar, elas são seguras, hipoalergênicas, testadas dermatologicamente e possuem registro Anvisa.

Versáteis, as bolsas foram **cocriadas** com usuários e profissionais da saúde e possuem diversos formatos, podendo ser utilizadas em qualquer parte do corpo. Quando aquecidas, auxiliam em casos de tensões e dores musculares, cólicas, lesões nas articulações e músculos em fase crônica, dor de cabeça causada por tensão muscular na região cervical e rigidez nas articulações após períodos de imobilização. Além disso, proporcionam aquecimento corporal, conforto, relaxamento e bem-estar. Quando resfriadas, auxiliam em casos de dores musculares agudas, edemas e hematomas leves, picadas de insetos, olheiras, inchaços, queimaduras leves, pós-operatórios de cirurgias faciais, pré e pós-aplicação de vacinas, além de relaxamento e descanso para a área dos olhos.

PRÊMIO
BORNANCINI
DE DESIGN



Bolsa Térmica Natural

- Com matérias-primas 100% renováveis: **algodão orgânico** e caroços de açaí juçara
- Disponível em três tamanhos: P, G e Cervical
- Com capa removível: fácil de higienizar



PARA USO
QUENTE E FRIO



HIPOALERGÊNICO



REF.	TAMANHO	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0015-JU	Pequena	400g	28x15cm
BC 0016-JU	Grande	900g	36x20cm
BC 0017-JU	Cervical	1,3kg	49,5x19,5cm



Acesse e confira dicas
de uso do produto.



Bolsa Térmica Natural com Algodão Reciclado

- Com matérias-primas 100% renováveis: **algodão reciclado** e caroços de açaí juçara
- Disponível em três tamanhos: P, G e Cervical
- Com capa removível: fácil de higienizar



PARA USO
QUENTE E FRIO



HIPOALERGÊNICO



REF.	TAMANHO	PESO	DIMENSÕES (largura x altura)
BC 0026-JUR	Pequena	300g	21x12,5cm
BC 0027-JUR	Grande	800g	32,5x18,5cm
BC 0028-JUR	Cervical	1,2kg	49,5x17,5cm



Bolsa Térmica Natural para Bebês

- Com matérias-primas 100% renováveis: **algodão orgânico** e caroços de açaí juçara
- Tamanho único: compatível com abdômen de recém-nascidos
- Ideal para alívio de cólicas e dores de ouvido em bebês
- **Fácil de aquecer: apenas 30 segundos no micro-ondas**
- Uso quente para: alívio de cólicas, dores de ouvido, aquecimento do berço, relaxamento e aquecimento corporal
- Uso frio para: alívio de febres, redução de inchaços e hematomas, pré e pós injeções/vacinas
- Capa removível e lavável
- **Sem risco de vazamento**, não faz uso de água quente ou gel



PARA USO
QUENTE E FRIO



HIPOALERGÊNICO



FÁCIL DE
HIGIENIZAR



REF.	PESO	DIMENSÕES
BC 0018-JU	120g	16x8,5x2,5cm



LINHA DE CINTAS PARA BOLSAS

Desenvolvidas para dar suporte e compressão durante o uso das bolsas de termoterapia Mercur, especialmente em casos de lesões e dores em geral. Os acessórios são ajustáveis, práticos e **permitem aplicação com mãos livres**, ou seja, o usuário pode realizar suas atividades diárias, como cozinhar ou utilizar o computador, ao mesmo tempo em que aplica frio e calor terapêuticos.



Cinta para Bolsa Flexível para Gelo

- Anatômica e versátil para uso em diferentes áreas do corpo
- Feita em Neoprene®, que mantém a temperatura por mais tempo
- Pode ser utilizada com a Bolsa para Gelo (borracha), porém, envolta em uma toalha para proteger a pele
- Dois tamanhos para auxiliar em diferentes aplicações

MODELO PARA MEMBROS E ARTICULAÇÕES

REF.	COR	DIMENSÕES (comprimento)
BC 0123	●	54cm

MODELO PARA COSTAS E OMBROS

BC 0124	●	147cm
---------	---	-------

*A Bolsa Flexível para Gelo precisa ser adquirida separadamente



Cinta para Bolsa Térmica Gel

- Duas versões: com ou sem a Bolsa Térmica Gel
- Anatômica e versátil para uso em diferentes áreas do corpo
- Feita em Neoprene®, que mantém a temperatura por mais tempo
- Dois tamanhos para auxiliar em diferentes aplicações

MODELO PARA MEMBROS E ARTICULAÇÕES

COM BOLSA TÉRMICA GEL	REF.	COR	DIMENSÕES (comprimento)
	BC 0120	●	64cm
SEM BOLSA TÉRMICA GEL	BC 0120-S		

MODELO PARA COSTAS E OMBROS

COM BOLSA TÉRMICA GEL	REF.	COR	DIMENSÕES (comprimento)
	BC 0121	●	123cm
SEM BOLSA TÉRMICA GEL	BC 0121-S		





Cinta Elástica Multiúso

- Possui faixa elástica com fechos aderentes, possibilitando o uso de bolsas térmicas em diferentes posições
- Oferece ajuste de compressão conforme a necessidade
- Compatível com Bolsa Térmica Gel (P e M), Bolsa para Água Quente (P), Bolsa Térmica Natural (P) e Bolsa Térmica Natural com Algodão Reciclado (P)
- Dois tamanhos para auxiliar em diferentes aplicações

REF.	COR	TAM.	DIMENSÕES (circunferência)
BC 0136	●	P/M	até 95cm
		G/GG	até 150cm

*As bolsas precisam ser adquiridas separadamente



*Acompanha saco plástico que deve ser usado durante o processo de resfriamento para evitar umidade e odores

Touca Térmica Gel para Enxaqueca

- Ideal para alívio dos sintomas em momentos de crise de enxaqueca
- Prática: permite aplicação de frio com mãos livres
- Permite cobrir os olhos para alívio de sintomas associados, como sensibilidade à luz
- Anatômica e confortável, se adapta a variadas circunferências
- Fabricação nacional e design exclusivo Mercur

		REF.	COR	
HIPOALERGÊNICO	TAMANHO ÚNICO	BC 0138	●	



Suporte com Bolsa Térmica Gel para Tratamento Orofacial e DTM

- Ideal para casos de bruxismo, DTM, pós-operatórios e outras dores na região da face
- Aplicação bilateral simultânea, com mãos livres
- Abrange músculos faciais e cervicais
- Anatômico e ajustável
- Prático: pode ser aquecido em água quente ou no micro-ondas
- Fabricação nacional e design exclusivo Mercur

HIPOALERGÊNICO	FÁCIL DE HIGIENIZAR	PARA USO QUENTE E FRIO	TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL
REF.	COR		
BC 0137	●		



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

A photograph of a middle-aged man with grey hair, wearing a purple polo shirt, blue jeans, and grey sneakers. He is standing on a red brick path in a park, holding a grey walking stick with a four-legged base. The background shows green bushes with pink flowers.

Lauro, colaborador
Mercur há 37 anos na
área de Elaboração

Passear em uma praça, andar entre os cômodos dentro de casa ou se servir em um restaurante podem ser tarefas desafiadoras para pessoas com dificuldades de equilíbrio e locomoção. Pensando nisso, desenvolvemos diversos dispositivos capazes de promover um deslocamento mais seguro, proporcionando mais independência aos usuários. Dentre os produtos da Categoria Mobilidade, você encontra diversos recursos com o ícone *fabricação nacional*. Eles fazem parte do movimento de nacionalização que teve início em 2020, com o objetivo de reduzir importações e ampliar a geração de empregos e renda local.

mobilidade



LINHA DE ANDADORES

Indicados para auxiliar no deslocamento de pessoas com dificuldades de equilíbrio e de locomoção, os andadores Mercur oferecem apoio seguro em casos de: redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada; alteração da coordenação motora; capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores; reabilitação após cirurgias dos membros inferiores; treino de equilíbrio e habilidades funcionais. Os recursos facilitam a mobilidade, favorecendo a autonomia dos usuários nas atividades do dia a dia. Confira os modelos disponíveis:



Andador

- Ideal **para pessoas com força suficiente nos braços para impulsionar o andador** (para cima e para frente)
- Barras centrais em aço que garantem maior resistência
- Com peça plástica interna para reduzir ruído
- Apoios de mão em formato anatômico e fáceis de higienizar
- Ponteiros em borracha, com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM
DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL
DE GUARDAR E
TRANSPORTAR



TAMANHO
ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO
PRODUTO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES
BC 1514		1,45m e 1,90m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)
BC 1514-BZ			

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.





Andador Articulado

- Articulado: **beneficia pessoas com redução de força muscular dos braços**, pois não é preciso impulsionar o andador (para cima), podendo manter um braço apoiado enquanto o outro leva o andador para frente
- Barras centrais em aço que garantem maior resistência
- Com peça plástica interna para reduzir ruído
- Apoios de mão em formato anatômico e fáceis de higienizar
- Ponteiros em borracha, com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO PRODUTO



ANVISA
81284250006
EXIA PRODUTOS COM REGISTRO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES
BC 1515		1,45m e 1,90m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)
BC 1515-BZ			

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Andador com Rodas

- Ideal **para usuários com bom controle de membros superiores e inferiores**, para evitar que o andador seja projetado de forma excessiva para frente
- Rodas frontais que facilitam impulsionar o andador
- Pode ser utilizado com rodas ou com as ponteiros tradicionais, aumentando as possibilidades de uso
- Barras centrais em aço que garantem maior resistência
- Com peça plástica interna para reduzir ruído
- Apoios de mão em formato anatômico e fáceis de higienizar
- Ponteiros em borracha, com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO PRODUTO



ANVISA
81284250006
EXIA PRODUTOS COM REGISTRO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES	DIMENSÕES DAS RODAS DIANTEIRAS
BC 1520		1,45m e 1,90m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)	5" (127mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Andador Triangular

- Ideal para uso infantil
- Apoios de mão macios e que facilitam a pega/preensão
- Rodas dianteiras que facilitam o deslocamento, gerando menor esforço durante a caminhada
- Ponteiros traseiros que proporcionam segurança
- Em alumínio anodizado: é leve, não riscas e não perde o brilho



REGULAGEM DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO PRODUTO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES	DIMENSÕES DAS RODAS DIANTEIRAS
BC 1541	●	1m e 1,25m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)	5" (127mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Acesse e conheça os usuários que ajudaram a cocriar o produto.

Andador Posterior com 4 Rodas



- Ajuda no senso de equilíbrio, tornando o andar mais fácil e seguro, exigindo menos esforço do que na posição anterior
- Mais independência: facilita o acesso a utensílios, móveis, portas, brinquedos e outras atividades diárias
- Quatro tamanhos, com cores únicas para cada modelo
- Rodas traseiras com trava antirrecuo opcional
- Rodas dianteiras fixas ou giratórias
- Adaptável com uso de acessórios
- Pode ser usado também na posição anterior



DOBRÁVEL: FÁCIL
DE GUARDAR E
TRANSPORTAR



ALTURA
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA
MODELOS
PP E P



RESISTÊNCIA
MODELOS
M E G

ANVISA
81284250006
EXIA PRODUTOS COM REGISTRO



REF.	COR	TAMANHO	MEDIDA DOS USUÁRIOS (altura dos membros inferiores)	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS DAS RODAS	DIMENSÕES DAS RODAS (todos os modelos)	PESO DO PRODUTO
BC 1542-AA	Orange	PP	40 a 50cm	7/8" (22,2mm de diâmetro)	Rodas dianteiras: 4,7" (119mm de diâmetro) Rodas traseiras: 4,9" (123mm de diâmetro)	4,4kg
BC 1542-A	Yellow	P	51 a 68cm			5,7kg
BC 1542-B	Blue	M	60 a 80cm			7kg
BC 1542-C	Grey	G	75 a 95cm			7,6kg

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Andador com 4 Rodas e Assento

- **Assento mais elevado:** ajuda pessoas com redução de mobilidade a sentar e levantar com mais facilidade
- Rodas ideais para locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares
- Rodas dianteiras giratórias ou fixas
- Sistema de travamento nas rodas traseiras
- Freio junto ao apoio de mão
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO PRODUTO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES	DIMENSÕES DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS
BC 1550	●	1,60m e 2m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)	8" (203mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Andador com 4 Rodas, Assento e Cesta

- Cesta porta-objetos removível
- Assento estofado para descanso
- Rodas ideais para locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares
- Rodas dianteiras giratórias
- Sistema de travamento nas rodas traseiras
- Freio junto ao apoio de mão
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO



RESISTÊNCIA



PESO DO PRODUTO

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DOS TUBOS INFERIORES	DIMENSÕES DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS
BC 1555	●	1,55m e 1,85m de altura	1" (25,4mm de diâmetro)	8" (203mm de diâmetro)


Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.






LINHA DE MULETAS

A linha de Muletas Mercur foi desenvolvida para proporcionar independência e segurança aos usuários, auxiliando pessoas com mobilidade reduzida em casos de: incapacidades físicas diversas, permanentes ou temporárias; lesões traumáticas, neurológicas ou degenerativas; pré e pós-operatório; alterações de equilíbrio e reeducação da marcha. Confira nossos modelos:



Muleta Canadense Articulada

- Apoio de antebraço articulado: permite sustentar a muleta no braço, deixando as mãos livres para a realização de atividades diárias
- 3 níveis de ajuste na região do antebraço
- Com rosca ajustável que reduz ruídos
- Ponteira em borracha com peça interna para reduzir o desgaste
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1508	●	1,50m e 2m de altura	7/8" (22mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Muleta Canadense Infantil

- Braçadeira e apoio de mão anatômicos
- Ponteira em borracha com peça interna para reduzir o desgaste
- Detalhe refletivo que facilita visualização noturna
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REF. (PAR)	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1507-IAM	●	1,15m e 1,50m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1507-ILA	●		
BC 1507-IRO	●		

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

Muleta Canadense



- Escora estável que permite apoiar o produto na parede
- Acoplagem para encaixar uma muleta na outra e deixar uma das mãos livres
- Estrutura reforçada que garante estabilidade
- Fita refletiva 360° que melhora a visibilidade noturna
- Design ergonômico: melhor distribuição do peso nos pontos de pressão
- Acabamento texturizado que diminui o atrito com a pele
- Ponteira articulada: oferece um movimento mais natural ao caminhar, com base ampliada e textura antiderrapante
- Em alumínio anodizado fosco: é leve e não riscas



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



REGULAGEM
DE ALTURA



TAMANHO
ÚNICO



RESISTÊNCIA
(PAR)



RESISTÊNCIA
(PEÇA)




SISTEMA DE
REDUÇÃO
DE RUÍDOS



REF. (PAR)	REF. (PEÇA)	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1560-GE	BC 1559-GE	●	1,45m e 1,90m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1560-LE	BC 1559-LE	●		
BC 1560-AE	BC 1559-AE	●		
BC 1560-MM	BC 1559-MM	●		
BC 1560-PR	BC 1559-PR	●		



Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Muleta Axilar

- 5 níveis de ajuste superior para posicionamento adequado dos braços
- Apoio de mão em material confortável
- Ponteira em borracha com peça interna para reduzir o desgaste
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



AJUSTE DE ALTURA
INFERIOR (reguláveis por
pino duplo com mola)



RESISTÊNCIA
(PAR)



SISTEMA DE
REDUÇÃO
DE RUÍDOS



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1509	●	P: 1,37 e 1,57m de altura M: 1,57 e 1,78m de altura G: 1,78 e 1,98m de altura	7/8" (22mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Muleta Axilar Infantil

- 4 níveis de ajuste superior para posicionamento adequado dos braços
- Apoio de mão em material confortável
- Ponteira em borracha com peça interna para reduzir o desgaste
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



AJUSTE DE ALTURA
INFERIOR (reguláveis por
pino duplo com mola)



TAMANHO
ÚNICO



RESISTÊNCIA
(PAR)



SISTEMA DE
REDUÇÃO
DE RUÍDOS

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1509-I	●	1,22m e 1,37m de altura	7/8" (22mm de diâmetro)

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.





LINHA DE BENGALAS

A linha de Bengalas Mercur foi desenvolvida para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando apoio e estabilidade para prevenir quedas durante a caminhada. Os recursos são indicados para casos leves de alterações de equilíbrio, lesões traumáticas, neurológicas e degenerativas, sejam elas temporárias ou permanentes. Confira os modelos disponíveis:



Bengala Tipo T

- Alça de punho que facilita o manuseio
- Com peça interna que reduz o ruído
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM
DE ALTURA



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL




RESISTÊNCIA



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1517		1,50m e 2m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1517-BZ			

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Bengala Tipo T Dobrável

- Alça de punho que facilita o manuseio
- Com peça interna que reduz o ruído
- Em alumínio anodizado: é leve, não risca e não perde o brilho



REGULAGEM
DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL
DE GUARDAR E
TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1530		1,68 e 1,96m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1530-BZ			

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Bengalas Mercur

Cocriadas com usuários reais
Produção 100% nacional



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



PRATA
BORNANCINI
2022



WINNER 2022
GOLD

4 modelos
com diferentes
funcionalidades.

Acesse o QR Code
e confira:



MERCUR



Apoio de mão
ergonômico



Acabamento
texturizado



Suporte
para objetos



Fita refletiva
360°



Exclusiva
ponteira
articulada
para bengalas



Bengala

- Apoio de mão ergonômico: evita dores e desconfortos durante o uso
- Acabamento texturizado: proporciona firmeza na pega
- Suporte para objetos e alça para punho
- Fita refletiva 360° para maior visibilidade
- Ponteira articulada: oferece um movimento mais natural ao caminhar, com textura antiderrapante



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



REGULAGEM
DE ALTURA



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1563-GE	●	1,50m e 2m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1563-LE	●		
BC 1563-AE	●		
BC 1563-MM	●		
BC 1563-PR	●		

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



Bengala com Apoio

- Apoio de mão ergonômico: evita dores e desconfortos durante o uso
- **Apoio extra: auxilia o usuário a se levantar com as duas mãos**
- Acabamento texturizado: proporciona firmeza na pega
- Suporte para objetos e alça para punho
- Fita refletiva 360° para maior visibilidade
- Ponteira articulada: oferece um movimento mais natural ao caminhar, com textura antiderrapante



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



REGULAGEM
DE ALTURA



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1564-GE	●	1,50m e 2m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1564-LE	●		
BC 1564-AE	●		
BC 1564-MM	●		
BC 1564-PR	●		

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



PRATA
BORNANCINI
2022



Bengala Dobrável

- Apoio de mão ergonômico: evita dores e desconfortos durante o uso
- Acabamento texturizado: proporciona firmeza na pega
- Suporte para objetos e alça para punho
- Fita refletiva 360° para maior visibilidade
- Ponteira articulada: oferece um movimento mais natural ao caminhar, com textura antiderrapante



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



REGULAGEM
DE ALTURA



DOBRÁVEL: FÁCIL
DE GUARDAR E
TRANSPORTAR



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA

REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1565-GE	●	1,65m e 1,96m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1565-LE	●		
BC 1565-AE	●		
BC 1565-MM	●		
BC 1565-PR	●		

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



PRATA
BORNANCINI
2022



Bengala 4 Pontas com Apoio

- **Base com 4 pontas: garante maior estabilidade e mantém a bengala em pé**
- Apoio de mão ergonômico: evita dores e desconfortos durante o uso
- Apoio extra: auxilia o usuário a se levantar com as duas mãos
- Acabamento texturizado: proporciona firmeza na pega
- Suporte para objetos e alça para punho
- Fita refletiva 360° para maior visibilidade
- Ponteira articulada: oferece um movimento mais natural ao caminhar, com textura antiderrapante



DESIGN
EXCLUSIVO
E PREMIADO



REGULAGEM
DE ALTURA



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



RESISTÊNCIA



REF.	COR	COMPATÍVEL COM USUÁRIOS ENTRE	CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO
BC 1566-GE	●	1,50m e 2m de altura	3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1566-LE	●		
BC 1566-AE	●		
BC 1566-MM	●		
BC 1566-PR	●		

Acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.



ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Durante o uso de andadores, muletas e bengalas, é comum algumas peças sofrerem maior desgaste, como é o caso de rodas e ponteiros. Para garantir a segurança dos usuários e prolongar a vida útil desses dispositivos, disponibilizamos diversos itens para reposição. Da mesma forma, oferecemos acessórios capazes de ampliar as possibilidades de uso dos produtos. Confira:



Ponteira Articulada

- **Base ampliada para maior segurança**
- Sinalizador de desgaste que indica o momento ideal para a troca
- Sistema de articulação que simula o movimento natural do caminhar
- Texturas antiderrapantes com sulcos para escoar a água



BASE AMPLIADA



FLEXIBILIDADE



TEXTURAS ANTIDERRAPANTES

REF. (PAR)	CAIXA COM 12 PEÇAS	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1535-CZ	BC 1536-CZ		Muletas de tubo 3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1535-LE	BC 1536-LE		
BC 1535-AZ	BC 1536-AZ		
BC 1535-MM	BC 1536-MM		
BC 1535-PR	BC 1536-PR		



Ponteira Articulada para Bengalas

- Sinalizador de desgaste que indica o momento ideal para a troca
- Sistema de articulação que simula o movimento natural do caminhar
- Texturas antiderrapantes com sulcos para escoar a água



FLEXIBILIDADE



TEXTURAS ANTIDERRAPANTES

REF. (UNIDADE)	CAIXA COM 18 PEÇAS	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1537-CZ	BC 1538-CZ		Bengalas de tubo 3/4" (19mm de diâmetro)
BC 1537-LE	BC 1538-LE		
BC 1537-AZ	BC 1538-AZ		
BC 1537-MM	BC 1538-MM		
BC 1537-PR	BC 1538-PR		

Outras Ponteiros

REF.	COR	QUANTIDADE	COMPATÍVEL COM
BC 1519	●	Saco com 6 pares	Andador Prata (BC 1514), Andador Articulado Prata (BC 1515), Andador com Rodas Prata (BC 1520) e Andador Triangular (BC 1541)
BC 1519-PR	●		Andador Bronze (BC 1514-BZ) e Andador Articulado Bronze (BC 1515-BZ)
BC 1511	●		Muleta Canadense Articulada (BC 1508), Muleta Axilar (BC 1509) e Muleta Axilar Infantil (BC 1509-I)



Rodas Dianteiras para Andador com 4 Rodas e Assento



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1580	●	Andador com 4 Rodas e Assento (BC 1550)



Rodas Traseiras para Andador com 4 Rodas e Assento



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1581	●	Andador com 4 Rodas e Assento (BC 1550)



Rodas Dianteiras para Andador com 4 Rodas, Assento e Cesta



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1582	● ●	Andador com 4 Rodas, Assento e Cesta (BC 1555)



Rodas Traseiras para Andador com 4 Rodas, Assento e Cesta



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1583	● ●	Andador com 4 Rodas, Assento e Cesta (BC 1555)



Roda Dianteira para Andador Posterior

- Podem ser usadas fixas ou giratórias



VENDA EM PAR

REF.	TAMANHO	COMPATÍVEL COM
BC 1592-AA	PP	Andador Posterior com 4 Rodas (BC 1542)
BC 1592-A	P	
BC 1592-B	M	
BC 1592-C	G	



Roda Traseira para Andador Posterior

- Com trava antirrecuo



VENDA EM PAR

REF.	TAMANHO	COMPATÍVEL COM
BC 1593-AA	PP	Andador Posterior com 4 Rodas (BC 1542)
BC 1593-A	P	
BC 1593-BC	M/G	



Roda Diâmetro de 9 Polegadas para Andador Posterior

- Pode substituir as rodas dianteiras
- Ideal para uso em terrenos acidentados e com desníveis, como paralelepípedos, calçadas irregulares e espaços com areia



VENDA EM PAR

REF.	COMPATÍVEL COM
BC 1594	Todos os tamanhos de Andadores Posteriores Mercur (BC 1542)



Tubo com Rodas Dianteiras para Andador com Rodas



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1533	●	Andador com Rodas (BC 1520)



Revestimento para Apoio da Muleta Axilar



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1512	●	Muleta Axilar (BC 1509) e Muleta Axilar Infantil (BC 1509-I)



Revestimento para Apoio de mão da Muleta Axilar



VENDA EM PAR

REF.	COR	COMPATÍVEL COM
BC 1513	●	Muleta Axilar (BC 1509) e Muleta Axilar Infantil (BC 1509-I)



Suporte para Antebraço

- Promove posicionamento adequado de antebraço e mão
- Anatômico e confortável: facilita a pega
- Possui fechamento com cintas ajustáveis
- 4 níveis de ajuste de altura para o antebraço e ajuste do apoio de mão



REF.	TAMANHO	COMPATÍVEL COM
BC 1577-AA	PP	Andador Posterior com 4 Rodas (BC 1542)
BC 1577-A	P	
BC 1577-BC	M/G	



Estabilizador Pélvico Ajustável

- Estabiliza a cintura pélvica (bacia), promovendo uma postura mais ereta
- Estimula o controle de tronco
- Largura ajustável para diferentes anatomias corporais
- Cinto de suporte frontal ajustável que garante estabilidade e segurança
- Estofamento lateral e posterior para maior conforto



TAMANHO ÚNICO



REF.	COMPATÍVEL COM
BC 1576	Todos os tamanhos de Andadores Posteriores Mercur (BC 1542)



Suporte Pélvico Flexível

- Promove a sustentação pélvica garantindo estabilidade durante a postura em pé (ortostase)
- Auxilia na prevenção de quedas
- Ajustável
- Tecido confortável e resistente

REF.	TAMANHO	COMPATÍVEL COM
BC 1574-AAA	PP/P	Todos os tamanhos de Andadores Posteriores Mercur (BC 1542)
BC 1574-BC	M/G	



Assento Dobrável

- Promove repouso durante o uso do andador
- Dobrável e removível



REF.	TAMANHO	COMPATÍVEL COM
BC 1575-AA	PP	Todos os tamanhos de Andadores Posteriores Mercur (BC 1542)
BC 1575-A	P	
BC 1575-B	M	
BC 1575-C	G	



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

Katia, colaboradora
Mercur há 14 anos na
área de Costura



Está no DNA da Mercur desenvolver soluções que atendam necessidades reais das pessoas, no intuito de proteger, recuperar e reabilitar o potencial humano. Partindo deste propósito, oferecemos diversas órteses voltadas para prevenção, correção e tratamento de lesões, sejam elas no tronco, membros superiores ou inferiores. No nosso portfólio de Reabilitação, você encontra desde ataduras até a mais completa Linha de Tipoias do mercado.

reabilitação



LINHA DE COLARES CERVICAIS

São recursos que imobilizam ou restringem os movimentos da coluna cervical, proporcionando estabilização durante o tratamento de traumatismos, quadros de dor aguda (cervicalgia e torcicolo) e pós-operatórios. Confira os modelos disponíveis e seus diferenciais:



Colar Cervical de Espuma – Leve

- Confeccionado em **material leve para maior conforto**
- Fecho aderente para melhor ajuste e segurança
- Conhecido como Colar Noturno: estabiliza a coluna cervical durante o sono
- Indicado após a retirada do colar rígido

REF.	COR	TAMANHOS (altura)	COMPRIMENTO DO PRODUTO
BC 0162	○	P: 8cm M: 10cm G: 12 cm	57cm
BC 0162-Z	●		





Colar Cervical de Espuma

- **Capa removível em tecido atalhado** que facilita a higienização
- Fecho aderente para melhor ajuste e segurança
- Conhecido como Colar Noturno: estabiliza a coluna cervical durante o sono
- Indicado após a retirada do colar rígido

REF.	COR	TAMANHOS (altura)	COMPRIMENTO DO PRODUTO
BC 0160	○	P: 8cm	57cm
BC 0160-AZ	●	M: 10cm	
BC 0160-BG	●	G: 12 cm	



Colar Cervical com Apoio Mentoniano

- **Bordas estofadas** para maior conforto
- **Orifícios que facilitam a transpiração**
- Fechos aderentes que permitem ajustar a altura e a circunferência do produto

REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0161	P: de 33 a 37cm M: de 37 a 40cm G: de 40 a 44cm



PRODUTO / FUNCIONALIDADE	FORMATO ANATÔMICO	MANTÉM A COLUNA CERVICAL EM POSIÇÃO NEUTRA, RESTRINGINDO OS MOVIMENTOS	IMOBILIZA A COLUNA CERVICAL
COLAR CERVICAL DE ESPUMA - LEVE	✓	✓	—
COLAR CERVICAL DE ESPUMA	✓	✓	—
COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO	✓	—	✓

1 EM CADA 5 ADULTOS possui problema crônico de coluna no Brasil*

*Fonte: IBGE

Conheça algumas soluções *Mercur*

para prevenir, proteger e tratar essas lesões



PÁGINA 40

Corretor Postural com Ajuste Triplo

- Três sistemas de ajuste para diferentes níveis de estímulo postural
- Modelagem **ergonômica** e confortável
- Fabricado **nacionalmente**



ACESSE O QR CODE
E CONFIRA O VÍDEO.



PÁGINA 43

Colete Putti

- Adequação na tabela de tamanhos para atender **diferentes anatomias**
- Dois modelos, com duas alturas, para atender **diferentes necessidades**

RETO BAIXO



NOVA
COR

MODELADO BAIXO



RETO ALTO



NOVA
COR

MODELADO ALTO





LINHA DE ÓRTESES PARA COSTAS E TÓRAX

São recursos que auxiliam na reeducação e manutenção da postura, prevenindo e tratando dores e desconfortos nas costas e ombros. Podem ser usados diretamente sobre a pele ou sobre a roupa. Confira os modelos:



Espaldeira Elástica – Corretor Postural

- Ideal para casos de hipercifose torácica e protusão de ombros (projeção excessiva dos ombros para frente)
- **Fechamento frontal** com fechos aderentes: fácil de colocar e ajustar
- Almofadas axilares revestidas em algodão para maior conforto



CONFECCIONADO
EM ELÁSTICO



REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0089	P-M: de 76 a 96cm G-GG: de 96 a 116cm

* Medir a circunferência do tórax, logo abaixo das axilas



Corretor Postural Elástico em Oito

- Ideal para dores e desconfortos nas costas e ombros decorrentes de má postura
- **Fechamento traseiro** com fechos aderentes
- Almofadas axilares revestidas em algodão para maior conforto



CONFECCIONADO
EM ELÁSTICO



REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0087	P-M: de 76 a 96cm G-GG: de 96 a 116cm

* Medir a circunferência do tórax, logo abaixo das axilas



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.

Corretor Postural com Ajuste Triplo

- Ideal para casos de hiper cifose torácica e protusão de ombros (projeção excessiva dos ombros para frente)
- Diferentes níveis de estímulo postural
- Ajuste triplo: frontal, lateral e posterior
- Modelagem ergonômica e confortável

REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0086	P: de 76 a 95cm
	M: de 96 a 116cm
	G: de 117 a 130cm



*Medir a circunferência da região inferior do tórax



Imobilizador em Oito para Clavícula

- Ideal para imobilização da clavícula após fraturas e luxações
- Fácil ajuste por meio de fechos aderentes
- Almofadas axilares revestidas em algodão para maior conforto

REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0088	P-M: de 76 a 96cm
	G-GG: de 96 a 116cm



* Medir a circunferência do tórax, logo abaixo das axilas



Faixa Torácica Elástica

- Ideal para recuperação de pós-operatórios e traumas na região do tórax como fraturas de costelas ou vértebras torácicas (inclusive osteoporóticas) e tratamento de hérnias de disco (bico de papagaio)
- Confeccionada em material macio, resistente e respirável
- Ajustável por fecho aderente para maior conforto e proteção

REF.	TAMANHOS (circunferência)*
BC 0606	P: de 76 a 86cm
	M: de 86 a 96cm
	G: de 96 a 106cm
	GG: de 106 a 116cm



Medir a circunferência da região inferior do tórax



LINHA DE ÓRTESES PARA ABDÔMEN E LOMBAR

Auxiliam na recuperação de cirurgias na região do abdômen, contribuindo para estabilização da coluna vertebral. São indicadas para correções posturais e estéticas, flacidez abdominal pós-parto, prevenção de lesões e torções nos músculos das costas e do abdômen, uso pós-operatório de cirurgias de rins, vesícula, hérnias, cesárea e plásticas. Confira nossos modelos:



Cinta Abdominal com Fechamento Duplo

- Ideal para recuperação de cirurgias no abdômen e tratamento de traumatismos musculares, ajudando também a corrigir a postura
- **Fechamento duplo que permite graduar a compressão** conforme a necessidade
- **Forro confortável e transpirável**

REF.	TAMANHOS	CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL*
BC 0082-25C120	25x120cm	até 150cm
BC 0082-25C140	25x140cm	até 170cm
BC 0082-30C140	30x140cm	até 170cm

*Medir a circunferência abdominal na altura do umbigo e verificar a altura desejada do produto



Faixa Abdominal Elástica

- Ajustável por meio de fecho aderente para **melhor compressão**
- Quando invertido, **modelo 20 x 120cm pode ser usado como faixa torácica** em casos de contusões e fraturas estáveis de vértebras ou costelas
- **Faixas de 140cm podem ser usadas após cirurgias bariátricas**



FEITA EM ELÁSTICO
CONFORTÁVEL E TRANSPIRÁVEL



REF.	TAMANHOS	CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE
BC 0084	20x120cm	até 150cm
BC 0084-25	25x120cm	até 150cm
BC 0084-25C140	25x140cm	até 170cm
BC 0084-30C140	30x140cm	até 170cm

* Medir a circunferência do tórax, logo abaixo das axilas



Faixa Abdominal Elástica com Hastes Flexíveis

- Com **hastes flexíveis** para maior suporte à região
- Pode ser usada como faixa torácica em casos de contusões e fraturas estáveis de vértebras ou costelas
- Ajustável por meio de fecho aderente para **melhor compressão**



FEITA EM ELÁSTICO
CONFORTÁVEL E TRANSPIRÁVEL



REF.	TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL	CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE
BC 0083	20 x 110cm	até 140cm



Faixa Abdominal com Hastes Flexíveis

- Ideal para torções da coluna e lesões por sobrecarga na musculatura das costas e abdômen
- Confeccionada em **Neoprene®**: mantém a região **aquecida**, reduzindo a dor
- Ajuda no descanso da região lombar
- Ideal para quem passa longos períodos na mesma posição (em pé ou sentado)
- Com **hastes flexíveis** para maior suporte à região
- Ajustável por meio de fecho aderente para **melhor compressão**

REF.	TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL	CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE
BC 0081	20 x 110cm	até 135cm



Órtese para Costas e Cintura

- Ideal para prevenir lesões e torções causadas por sobrecarga nas costas e abdômen, especialmente atividades laborais que envolvam levantamento de peso
- Com **ajuste regulável e hastes flexíveis posteriores** que estabilizam e restringem os movimentos de torção do tronco
- **Suspensórios reguláveis** que se ajustam ao corpo

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA
BC 0080	P	de 66 a 76cm
	M	de 76 a 86cm
	G	de 86 a 96cm



MODELADO



RETO



Colete Putti Elástico

- Dois modelos **Reto e Modelado**, com duas alturas, **Alto e Baixo**, para atender diferentes necessidades
- **Colete Baixo**: estabiliza as regiões lombar e sacral
- **Colete Alto**: estabiliza as regiões dorsal, lombar e sacral
- Auxilia em casos de artrose, espondilólise, espondilolistese, traumatismos e fraturas estáveis ou osteoporóticas, instabilidades do tronco no lesado medular ou outras alterações neurológicas
- **Com tala anatômica** para estabilização da região
- **Ajustável** por meio de fechos aderentes



FEITO EM ELÁSTICO
RESISTENTE



	REF.	COR	TAMANHO (circunferência*)
COLETE PUTTI RETO BAIXO	BC 0601	 	 PP: de 74 a 83cm P: de 84 a 93cm M: de 94 a 103cm G: de 104 a 113cm GG: de 114 a 123cm XG (somente BC 0601 e BC 0602): de 124 a 140cm
COLETE PUTTI RETO ALTO	BC 0602	 	
COLETE PUTTI MODELADO BAIXO	BC 0603		
COLETE PUTTI MODELADO ALTO	BC 0604		

*Medir a circunferência abdominal na altura do umbigo





Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.

Cinta Lombar com Hastes e Ajuste Duplo

- **Ideal para atividades físicas e laborais que envolvam levantamento de peso**
- Modelagem ergonômica: se adapta a diferentes anatomias corporais
- **Sistema de tração elástica** para compressão mais precisa
- **Com hastes flexíveis** para maior estabilidade e adaptação ao corpo
- **Fácil de ser ajustado pelo usuário** com fechos aderentes frontais

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0906	P	de 70 a 90cm
	M	de 91 a 110cm
	G	de 111 a 140cm



*Medir a circunferência abdominal na altura do umbigo



Órtese Abdominal para Gestante

- Sustenta a barriga e reduz a pressão sobre pelve e coluna
- Alivia dores nas costas (lombalgia), pernas e abdômen
- Melhora a postura e a circulação sanguínea
- Reduz a tensão sobre músculos e ligamentos
- Material leve e confortável que facilita a transpiração
- Ajustável: permite uso durante toda a gestação
- Se ajusta facilmente ao corpo: quase imperceptível sob a roupa

REF.	TAMANHO	MANEQUIM
BC 0181	P	de 38 a 40
	M	de 42 a 44
	G	acima de 46





LINHA DE CINTAS DE GASTROSTOMIA

São dispositivos pensados para trazer proteção para pessoas que se alimentam através de gastrostomia. Eles ocultam e protegem o bôton ou cateter, evitando o deslocamento e a retirada acidental ou voluntária. Conheça os modelos:



Cinta Elástica Protetora de Gastrostomia

- Em duas apresentações: para uso com bôton ou cateter
- **Material leve para melhor conforto térmico**
- Permite higienização apenas da peça que fica em contato com o estoma

REF.	PARA USO COM	TAMANHO (circunferência*)
BC 0904	BÓTON	PP: de 46 a 60cm P: de 58 a 70cm
BC 0905	CATETER	M: de 68 a 90cm G: de 88 a 110cm

*Medir a circunferência da cintura, na altura do umbigo.



Cinta Protetora de Gastrostomia

- Em duas apresentações: para uso com bôton ou cateter
- Térmica: **em Neoprene® que mantém a região aquecida**
- Ajustável por fechos aderentes

REF.	PARA USO COM	TAMANHO (circunferência*)
BC 0902	BÓTON	PP: de 46 a 60cm P: de 58 a 70cm
BC 0903	CATETER	M: de 68 a 90cm G: de 88 a 110cm

*Medir a circunferência da cintura, na altura do umbigo.



Tenha em sua loja a
mais completa
linha de Tipoias
do Brasil



Em Tira

- Permite **maior ventilação** para a área lesionada
- **Fácil de vestir sozinho** e ajustar com apenas uma das mãos



LANÇAMENTO

DESIGN EXCLUSIVO MERCUR

Ortopédica com Suporte Duplo

- **Distribui o peso** do braço lesionado entre os dois ombros
- Ideal para **manter a postura e evitar dores** nas costas



Acesse o QR Code e confira nosso vídeo exclusivo com todos os modelos de tipoias Mercur e suas indicações de uso



Ortopédica

- Envolve uma região maior do braço
- **Fácil de vestir sozinho** para quem está fazendo uso de gesso



LANÇAMENTO

DESIGN EXCLUSIVO MERCUR

Velpeau Estofada

- **Estofamento reforçado** em toda a peça
- Garante **maior conforto** ao usuário que não está utilizando gesso



DESIGN EXCLUSIVO MERCUR

Velpeau com Orifício

- **Orifício anatômico** para encaixe do cotovelo, acomodando melhor o antebraço
- Ideal para **reduzir a sensação de calor**




LANÇAMENTO

DESIGN EXCLUSIVO MERCUR

Abdução

- Proporciona **ângulo de 30° de abdução do ombro**: posicionamento mais indicado por médicos especialistas para recuperação de cirurgia do manguito rotador





LINHA DE TIPOIAS

Composta por recursos que proporcionam repouso, proteção e estabilização do membro superior, seja ombro, cotovelo, punho ou mão. Além disso, auxiliam no suporte e apoio do gesso, reduzindo o esforço necessário para manter o braço elevado e suportar o peso adicional. As tipoias são indicadas em casos de luxações no ombro, rupturas de tendões ou ligamentos, uso pós-operatório, entre outras situações. Por isso, é necessário orientação de um profissional da saúde para escolher a tipoia adequada. Confira nossos modelos:



Tipoia em Tira

- Permite maior ventilação para a área lesionada
- Fácil de vestir sozinho e ajustar com apenas uma das mãos



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0069-TI



Tipoia Ortopédica

- Envolve uma região maior do braço
- Fácil de vestir sozinho para quem está fazendo uso de gesso



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA
BC 0069-SI	P	de 31 a 35cm
	M	de 36 a 40cm
	G	de 41 a 45cm
	GG	de 46 a 50cm

*Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo



Tipoia Ortopédica com Suporte Duplo

- Distribui o peso do braço lesionado entre os dois ombros
- Ideal para manter a postura e evitar dores nas costas

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA
BC 0069-DU	P/M	de 30 a 40cm
	G/GG	de 40 a 50cm

*Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.



Tipoia Estabilizadora Velpeau com Orifício

- Com **orifício anatômico** para encaixe do cotovelo: acomoda melhor o antebraço
- Ideal para reduzir a sensação de calor

REF.	COR	TAMANHO	MEDIDAS
BC 0069-REIRO	●	Infantil	de 20 a 25cm
BC 0069-REIAZ	●		
BC 0069-REI	●	PP	de 26 a 30cm
BC 0069-REAAAO	●		
BC 0069-REAAAZ	●		
BC 0069-REAA	●	P	de 31 a 35cm
BC 0069-REA	●		
BC 0069-REB	●	M	de 36 a 40cm
BC 0069-REC	●	G	de 41 a 45cm
BC 0069-RED	●	GG	de 46 a 50cm

*Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo



Tipoia Estabilizadora Velpeau Estofada

- **Estofamento reforçado em toda a peça:** maior conforto ao usuário

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA
BC 0069-ES	PP	de 26 a 30cm
	P	de 31 a 35cm
	M	de 36 a 40cm
	G	de 41 a 45cm
	GG	de 46 a 50cm

*Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo



Tipoia de Abdução

- Indicada para pós-operatório de reconstrução do manguito rotador
- **Proporciona ângulo de 30° de abdução do ombro:** posicionamento mais indicado por médicos especialistas para recuperação de cirurgias no membro
- Segura, leve e confortável: com almofada anatômica
- Sistema de fixação com tiras ajustáveis para melhor conforto térmico
- **Permite movimentar cotovelo, punho e mão sem comprometer a imobilização do ombro**
- Com capa removível e lavável



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA DO ANTEBRAÇO	CIRCUNFERÊNCIA DO ABDÔMEN
BC 0069-CO	P/M	de 15 a 26cm	de 55 a 100cm
	G/GG	de 19 a 38cm	de 100 a 140cm

*Os tamanhos estão relacionados ao comprimento das tiras de fixação do antebraço e da faixa abdominal





Suporte para Ombro

Fabricada em Neoprene®, que mantém a região aquecida, auxilia em casos de dores e instabilidades provocadas por luxações recidivas, bursites, artrites ou outras lesões do ombro.

- Pode ser usada para prevenção durante a prática esportiva
- Ajustável por fecho aderente



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0085	P	de 76 a 86cm
	M	de 86 a 96cm
	G	de 96 a 106cm
	GG	de 106 a 116cm

*Medir a circunferência do tórax



Suporte para Ombro com Ajuste Duplo

- Ideal para prevenção e tratamento de lesões na articulação do ombro
- **Ajuste Duplo: diferentes níveis de compressão**
- Fabricado em Neoprene: mantém a região aquecida, reduzindo a dor



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0090	P	de 24 a 29cm
	M	de 30 a 35cm
	G	de 36 a 41cm

*Medir a circunferência média do braço na altura do bíceps



LINHA DE ÓRTESES PARA COTOVELO

São recursos que auxiliam na prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares, como tendinites e outras lesões provocadas por movimentos intensos ou repetitivos. Também recomendados para a prática de esportes. Conheça os produtos:



Cotoveleira Elástica

- **Material elástico e confortável** que acompanha o contorno do corpo
- **Formato anatômico e bordas reforçadas:** maior conforto e resistência
- **Venda em par**

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0660-P	P	de 21 a 24cm
	M	de 24 a 27cm
	G	de 27 a 31cm



*Medir a circunferência do cotovelo em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Cotoveleira Esporte

- Feita em Neoprene®: **retém o calor corporal e auxilia na redução da dor**
- **Formato anatômico e bordas reforçadas:** maior conforto e resistência



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0065-S	P	de 21 a 24cm
	M	de 24 a 27cm
	G	de 27 a 31cm
	GG	de 31 a 35cm

*Medir a circunferência do cotovelo em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Cotoveleira Ajustável

- **Sistema de tiras duplas:** fácil de colocar e permite graduar a compressão
- Feita em Neoprene®: **retém o calor corporal e auxilia na redução da dor**



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0061

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Cotoveleira Dupla para Tennis Elbow

- Indicada para tratamento de epicondilite, tendinite e tenossinovite
- **Com tala metálica e ajuste duplo com fecho aderente:** maior compressão para os músculos do antebraço
- Feita em Neoprene®: **retém o calor corporal e auxilia na redução da dor**



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0059

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO





LINHA DE ÓRTESES PARA PUNHO E MÃO

São recursos que auxiliam na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo como tendinite e tenossinovite, proporcionando alívio da dor e oferecendo proteção extra durante a prática de atividades físicas e diárias. São ajustáveis por meio de fechos aderentes, proporcionando melhor compressão. Confira nossos modelos:



Munhequeira Elástica

- Confortável e fácil de ajustar
- Com alça para polegar que facilita a colocação
- Feita em elástico
- Venda em peça ou par

REF. (1 PEÇA)	REF. (1 PAR)	COR	TAMANHO
BC 0054	BC 0054-02		25 x 7cm
BC 0054-PR	BC 0054-02PR		



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Munhequeira de Alta Compressão Elástica

- Ideal para a prática de esportes
- Previne lesões musculares e por esforço repetitivo
- Alta compressão: estabiliza e protege a articulação do punho

REF. (1 PEÇA)	REF. (1 PAR)	COR	TAMANHO
BC 0720-PR	BC 0720-02PR		64 x 4cm



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Munhequeira/Cotoveleira para Tennis Elbow

- Versátil: serve como cotoveleira e munhequeira
- Ideal para a prática de esportes e atividades manuais repetitivas
- Ajustável com fecho aderente
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal e auxilia na redução da dor



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.	COR
BC 0050	●
BC 0050-S	●

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	○	○	○	○



Munhequeira Estabilizadora

- Ideal para uso pós-fraturas, torções ou lesões que necessitem estabilização
- Pode ser usada após a retirada do gesso
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal e auxilia na redução da dor



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.
BC 0051

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	○	○	○



Munhequeira Estabilizadora com Tala

- Com tala anatômica removível que estabiliza e protege o punho
- Pode ser usada após a retirada do gesso
- Ajustável com fecho aderente para melhor compressão
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal e auxilia na redução da dor



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



REF.
BC 0052-D
BC 0052-E

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	◐	○	○



Tala Curta para Punho

- Ideal para uso em casos de Síndrome do Túnel do Carpo, pós-fraturas, torções ou lesões que necessitem estabilização
- Com tala anatômica removível que estabiliza e protege o punho
- Pode ser usada após a retirada do gesso
- Leve e confortável: com revestimento em algodão
- Sistema de **fechamento em tiras** para melhor ajuste e compressão



Tala Curta para Punho Bilateral

- Versão Bilateral: para uso no punho direito ou esquerdo



BILATERAL



REF. PUNHO DIREITO	REF. PUNHO ESQUERDO	REF. BILATERAL	COR	TAMANHO (circunferência*)
BC 0056-D	BC 0056-E	BC 0656	●	PP: de 14 a 17cm P: de 17 a 19cm M: de 19 a 21cm G: de 21 a 23cm GG: de 23 a 26cm
BC 0056 DP	BC 0056-EP	BC 0656-P	●	

*Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar

BC0056 e BC0656 NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	○	○



Tala Tipo Cast Curta para Punho Bilateral

- Ideal para tratamento de lesões na região da mão, punho e antebraço
- **Design ergonômico: conforto térmico sem comprometer a estabilização**
- **Tala anatômica feita a partir de material reciclado**
- Sistema de fixação ajustável em tiras



TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHO (circunferência*)
BC 0650	●	de 15 a 26cm

*Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	○



Tala Longa para Punho

- **Modelo longo:** abrange uma região maior do antebraço
- Ideal para uso em casos de Síndrome do Túnel do Carpo, pós-fraturas, torções ou lesões que necessitem estabilização
- Com tala anatômica removível que estabiliza e protege o punho
- Pode ser usada após a retirada do gesso
- Leve e confortável: com revestimento em algodão
- Sistema de **fechamento em tiras** para melhor ajuste e compressão



Tala Longa para Punho Bilateral

- Versão Bilateral: para uso no punho direito ou esquerdo



BILATERAL



REF. PUNHO DIREITO	REF. PUNHO ESQUERDO	REF. BILATERAL	COR	TAMANHO (circunferência*)
BC 0057-D	BC 0057-E	BC 0657	●	P: de 17 a 19cm M: de 19 a 21cm G: de 21 a 23cm GG: de 23 a 26cm
BC 0057 DP	BC 0057-EP	BC 0657-P	●	

*Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar

BC0057 e BC0657

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	○	○



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	○

Tala Dupla para Punho Bilateral

- Indicada para tratamento de lesões na região da mão, punho e antebraço
- **Com tala inferior e superior:** ideal para estabilizar e restringir os movimentos do punho
- Material leve e respirável
- Fácil de vestir: tecido interno que facilita posicionar e fechar



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHO (circunferência*)
BC 0658	●	P: de 14 a 20cm M: de 21 a 23cm G: de 24 a 27cm

*Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	○	○

Tala para Punho e Polegar

- Ideal para prevenir e tratar Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e Síndrome de De Quervain
- **Tala anatômica interna que estabiliza punho e polegar**
- Sistema de **fechamento em tiras** para melhor ajuste e compressão
- Leve e confortável: com revestimento em algodão
- Pode ser usada após a retirada do gesso

REF.	COR	PUNHO	TAMANHO(circunferência)
BC 0655-D	●	DIREITO	P: de 17 a 19cm M: de 19 a 21cm G: de 21 a 23cm GG: de 23 a 26cm
BC 0655-E	●	ESQUERDO	
BC 0655 DP	●	DIREITO	
BC 0655-EP	●	ESQUERDO	

*Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	○	○

Tala para Punho e Polegar Bilateral

- Ideal para prevenir e tratar Lesões por Esforço Repetitivo (LER/DORT) e Síndrome de De Quervain
- **Tala anatômica removível para proteção e estabilização do polegar**
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal e auxilia na redução da dor
- Ajustável com fecho aderente para melhor compressão



TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.
BC 0055



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	●

Imobilizador Longo para Dedos

- Auxilia em casos de fraturas, luxações, entorses, rupturas e lesões de tendões, deformação de "dedo de martelo", tendinite e tenossinovite dos músculos flexores dos dedos, proporcionando imobilização dos dedos e ossos metacarpianos.
- Com tala que se estende do punho ao dedo para maior imobilização
- Pode ser usado em todos os dedos, com exceção do polegar
- Ajustável por fechos aderentes: fácil de colocar



TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.
BC 0058



LINHA DE ATADURAS

São recursos que auxiliam na prevenção e no tratamento de lesões musculares e articulares, aliviando a dor e oferecendo proteção e estabilização extra durante a prática de atividades físicas ou em casos de lesões por esforço repetitivo. Conheça nossos modelos:



Atadura Esportiva com Fecho Aderente

- Feita em elástico leve, macio e confortável que facilita a transpiração
- Com fecho aderente: fácil de ajustar e promove compressão adequada
- Disponível em três tamanhos para diferentes partes do corpo

REF.	PARTE DO CORPO	TAMANHO
BC 0091	Punho/Antebraço	7,5 x 41cm
BC 0092	Cotovelo/Tornozelo	7,5 x 81cm
BC 0093	Joelho/Coxa	7,5 x 113cm



Atadura Bandagem de Média Compressão

- Indicada para enfaixamentos compressivos em casos de varizes, pós-operatórios, edemas e amputações
- Feita em elástico confortável que proporciona compressão adequada
- Com **duas presilhas plásticas** que facilitam a fixação

REF.	TAMANHO
BC 0111	10 x 120cm



Atadura Bandagem de Alta Compressão

- Ideal para enfaixamentos compressivos em casos de varizes, pós-operatórios, edemas e amputações
- Feita em **elástico confortável e de alta resistência** que proporciona diferentes níveis de compressão
- Com **quatro presilhas de metal** que facilitam a fixação

REF.	TAMANHO
BC 0110	7,5 x 120cm
BC 0110-10	10 x 120cm
BC 0110-15	15 x 120cm





LINHA DE ÓRTESES PARA A COXA

São recursos que auxiliam na prevenção e no tratamento de lesões musculares, distensões, contraturas e traumas locais, sendo ideais para a prática de esportes. Confira os modelos disponíveis:



Cocal Elástico

- Feito em material elástico: confortável e **transpirável**
- Modelagem anatômica com tramas que acompanham o contorno do corpo
- Possui bordas reforçadas: maior resistência e durabilidade
- **Venda em par**

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0670-P	P	de 43 a 52cm
	M	de 52 a 56cm
	G	de 56 a 63cm



*Medir a circunferência da coxa



Cocal Esporte

- Feito em Neoprene®: **retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões**
- Modelagem anatômica com tramas que acompanham o contorno do corpo
- Possui bordas reforçadas: maior resistência e durabilidade



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0075-S	P	de 43 a 52cm
	M	de 52 a 56cm
	G	de 56 a 63cm
	GG	de 63 a 67cm

*Medir a circunferência da coxa



Coxal Ajustável

- **Ajustável com fecho aderente:** proporciona compressão adequada
- Feito em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões
- Possui bordas reforçadas: maior resistência e durabilidade



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0070



Suspensório Escrotal

Oferece suporte e proteção à região escrotal, aliviando a tensão dos músculos. É ideal para prática de esportes e para recuperação de pós-operatório em casos de hérnia, varicocele, vasectomia e demais lesões na região.

- Formato anatômico
- Confortável: feito em tecido de algodão
- Com elástico que facilita a colocação e o ajuste

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0150	P	de 67 a 83cm
	M	de 81 a 96cm
	G	de 94 a 110cm
	GG	de 108 a 126cm



*Medir a circunferência da cintura



LINHA DE ÓRTESES PARA O JOELHO

São recursos que auxiliam na prevenção e no tratamento de lesões musculares e articulares, proporcionando estabilidade ao joelho. Conheça nossos modelos e seus diferenciais:



Faixa Subpatelar

- Auxilia em casos de lesões do tendão patelar, proporcionando suporte e estabilidade à região da patela
- Formato anatômico: maior conforto ao usuário
- Ajustável por fechos aderentes proporcionando compressão adequada
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA
BC 0039 AB	P/M	de 33 a 38cm
BC 0039 CD	G/GG	de 39 a 46cm

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



PÁGINA 63

Tornozeleira e Joelheira de Compressão Elástica *Mercur*

Com tecido que **estimula o desempenho do corpo** durante a atividade física e **oferece compressão direcionada na articulação**, ajudando a prevenir e tratar lesões.

- **Mais conforto durante o uso:** alta absorção de umidade com secagem rápida
- Fabricadas **nacionalmente**

- **Duas opções de cores:**



PRETO
E VERDE



PRETO E
GRAFITE



PÁGINA 71



Joelheira Elástica

- Ideal para a prática de esportes
- **Feita em material elástico, confortável e transpirável**
- Modelagem anatômica com tramas que acompanham o contorno do corpo
- Possui bordas reforçadas: maior resistência e durabilidade
- **Venda em par**

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0633-P	P	de 31 a 35cm
	M	de 35 a 39cm
	G	de 39 a 43cm



*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira de Compressão Elástica

- Indicada na recuperação de lesões como processos degenerativos e inflamatórios (condromalácia patelar, artrose e artrite), tendinites, lesões meniscais e ligamentares, além de ajudar na recuperação muscular após atividade intensa
- **Tecelagem 3D Knit:** promove estabilização por meio de compressão direcionada na articulação
- **Feita em exclusivo material que reduz a fadiga muscular**
- **Com tecnologia de absorção de umidade e secagem rápida**



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0750-AVD		P	de 30 a 35cm
BC 0750-AGR			
BC 0750-BVD		M	de 36 a 40cm
BC 0750-BGR			
BC 0750-CVD		G	de 41 a 47cm
BC 0750-CGR			

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Esporte

- **Ideal para a prática de esportes**
- Anatômica: com costuras na parte traseira que tornam o movimento de flexão mais confortável
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões
- Possui bordas reforçadas: maior resistência e durabilidade



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0035-S	PP	de 27 a 31cm
	P	de 31 a 35cm
	M	de 35 a 39cm
	G	de 39 a 43cm
	GG	de 43 a 47cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Esporte com Orifício

- Indicada para situações de uso mais intenso: proporciona estabilidade e alivia a pressão no joelho
- Com orifício que mantém a patela centralizada
- Anatômica: com costuras na parte traseira que tornam o movimento de flexão mais confortável
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0036-S	PP	de 27 a 31cm
	P	de 31 a 35cm
	M	de 35 a 39cm
	G	de 39 a 43cm
	GG	de 43 a 47cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Esporte com Orifício Reforçado

- Indicada para situações de uso mais intenso: proporciona estabilidade e alivia a pressão no joelho
- **Com orifício reforçado: mantém a patela centralizada e tem maior durabilidade**
- Anatômica: com costuras na parte traseira que tornam o movimento de flexão mais confortável
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0037-S	PP	de 27 a 31cm
	P	de 31 a 35cm
	M	de 35 a 39cm
	G	de 39 a 43cm
	GG	de 43 a 47cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira de Termocompressão

- Ideal para prevenção e recuperação de lesões
- Região anterior em Neoprene: mantém o aquecimento corporal e alivia a dor
- Região posterior transpirável: permite absorção do suor



BILATERAL



EQUILÍBRIO
TÉRMICO



REF.	COR	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0620		PP	de 27 a 30cm
		P	de 31 a 35cm
		M	de 36 a 39cm
		G	de 40 a 43cm
		GG	de 44 a 47cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira de Termocompressão com Cintas Cruzadas

- Ideal para prevenção e recuperação de lesões
- **Cintas cruzadas para maior compressão e estabilização**
- Região anterior em Neoprene: mantém o aquecimento corporal e alivia a dor
- Região posterior transpirável: permite absorção do suor



BILATERAL

EQUILÍBRIO
TÉRMICO

REF.	COR	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0622		PP	de 27 a 30cm
		P	de 31 a 35cm
		M	de 36 a 39cm
		G	de 40 a 43cm
		GG	de 44 a 47cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Ajustável

- Ideal para prevenção e tratamento de entorses, contusões, lesões ligamentares e uso pós-artroscopia e pós-retirada de gesso
- **Possui três cintas ajustáveis com fechos aderentes para compressão adequada**
- Com orifício reforçado: mantém a patela centralizada e reduz a pressão
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões

TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL

BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0031	Único	34 a 51cm

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Ajustável com Hastes

- Ideal para prevenção e tratamento de entorses, contusões, lesões ligamentares e uso pós-artroscopia e pós-retirada de gesso
- **Possui hastes metálicas flexíveis para maior estabilização**
- Com orifício reforçado: mantém a patela centralizada e reduz a pressão
- Possui cintas ajustáveis com fechos aderentes para compressão adequada
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0032	Único	34 a 51cm

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



LANÇAMENTO

Joelheira Ajustável com Hastes e Cintas de Compressão

- Ideal para prevenção e tratamento de lesões de ligamentos e/ou meniscos, entorses e contusões
- **Hastes metálicas flexíveis** que proporcionam maior estabilidade ao joelho
- **Cintas elásticas** que permitem personalizar a compressão
- **Reforço estofado** na região da patela para maior conforto
- Fabricada em Neoprene: mantém a região aquecida, reduzindo a dor



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.	COR	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0621		de 34 a 51 cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Articulada com Dobradiças

- Auxilia em casos de instabilidades do joelho causadas por lesões ligamentares, artroscopia, pós-retirada de gesso e outras complicações na região
- Possui dobradiças metálicas laterais com trava: evitam movimentos de lateralização e impedem a hiperextensão do joelho**
- Permite inverter as dobradiças para impedir o movimento de flexão, imobilizando a articulação do joelho
- Com faixas ajustáveis para maior compressão
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0033	P	de 31 a 35cm
	M	de 35 a 39cm
	G	de 39 a 43cm
	GG	de 43 a 47cm
	XG	de 47 a 51cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Joelheira Articulada com Dobradiças e Cintas Cruzada

- Ideal para tratamento de lesões de ligamentos e/ou meniscos, entorses e contusões
- Dobradiças metálicas** que proporcionam maior estabilidade ao joelho
- Com as dobradiças invertidas pode ser utilizada como imobilizador**
- Cintas cruzadas** para maior compressão
- Fabricada em Neoprene: mantém a região aquecida, reduzindo a dor



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0623		P	de 31 a 35cm
		M	de 36 a 39cm
		G	de 40 a 43cm
		GG	de 44 a 47cm
		XG	de 48 a 51cm

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Imobilizador Longo para Joelho

Auxilia na recuperação do joelho ou membro inferior em casos de fraturas, luxações e em substituição ao gesso. Indicado ainda para uso ortopédico de posicionamento do membro inferior, pós-operatório quando necessária imobilização do joelho e auxílio para treino durante a postura em pé (ortostase).

- Possui **três talas posteriores** que podem ser modeladas de acordo com a curvatura do joelho
- Com **talas laterais removíveis** para melhor posicionamento
- Ajustável por fechos aderentes e cinta elástica para melhor compressão
- Feito em tecido acolchoado com espuma e forro: facilita a higienização
- Permite aplicação de correntes elétricas (eletroterapia) durante o tratamento
- Dois modelos com diferentes circunferências*

REF.	MODELO	LARGURA SUPERIOR*	TAMANHO (altura**)
BC 0631	ESTREITO	59cm	P: 50cm M: 60cm G: 70cm
BC 0632	LARGO	68cm	



*Medir a circunferência da coxa

**Medir o comprimento da perna

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	●



Imobilizador Ergonômico Longo para Joelho

- Ideal para imobilizar a articulação, restringindo os movimentos de flexão e hiperextensão do joelho
- Seis talas em duralumínio para maior segurança
- Ajustável: permite graduar a compressão
- **Material transpirável e design diferenciado para maior conforto térmico**



BILATERAL

REF.	COR	MODELO	LARGURA SUPERIOR*	TAMANHO (altura**)
BC 0636	●	ESTREITO	de 45 a 64cm	P: de 55 a 64cm M: de 65 a 74cm G: de 75 a 84cm
BC 0637	●	LARGO	de 65 a 85cm	

*Medir a circunferência da coxa na linha da virilha

**Medir a altura da perna na linha da virilha até o tornozelo

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	●



Panturrilha Esporte

Auxilia na recuperação muscular da panturrilha, tanto na prevenção e no tratamento de lesões, quanto após a prática de atividades físicas intensas. Indicada também para uso ortopédico.

- Ideal para casos de estiramentos e distensões na panturrilha
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões
- Modelagem anatômica: proporciona firmeza e conforto



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0038-S	PP	de 30 a 32cm
	P	de 33 a 35cm
	M	de 36 a 40cm
	G	de 41 a 45cm
	GG	de 46 a 50cm

*Medir a circunferência da panturrilha



Panturrilha de Termocompressão

- Ideal para prevenção e recuperação de lesões musculares
- Maior firmeza e conforto
- Região anterior em Neoprene: mantém o aquecimento corporal e alivia a dor
- Região posterior transpirável: permite absorção do suor



BILATERAL



EQUILÍBRIO
TÉRMICO



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0701	PP	de 30 a 32cm
	P	de 33 a 35cm
	M	de 36 a 40cm
	G	de 41 a 45cm
	GG	de 46 a 50cm

*Medir a circunferência da panturrilha



LINHA DE ÓRTESES PARA TORNOZELO

São recursos que auxiliam na prevenção e no tratamento de lesões musculares e articulares do tornozelo, como entorses, contusões e tendinites, proporcionando estabilização da articulação. Confira nossos modelos:



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	○	○	○	○



NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	○	○	○

Tornezeira Elástica

- Ideal para a prática de esportes
- Transpirável: material elástico e confortável
- Modelagem anatômica: com tramas que acompanham o contorno do corpo
- Bordas reforçadas para maior durabilidade
- Venda em par

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0647-P	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm



*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

Tornezeira de Compressão Elástica

- Ideal para a prática de esportes
- **Tecelagem 3D Knit:** gera compressão gradual em pontos específicos do tornozelo
- **Feita em exclusivo material que reduz a fadiga muscular**
- **Com tecnologia de absorção de umidade e secagem rápida**
- Modelagem anatômica: se molda a diferentes formatos de pés



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0740-ABVD	●	P/M	de 19 a 25cm
BC 0740-ABGR	●		
BC 0740-CDVD	●	G/GG	de 26 a 31cm
BC 0740-CDGR	●		

*Medir a circunferência do joelho em um ângulo de 90°



Tornozeleira Esporte

- Ideal para a prática de esportes
- Formato anatômico com **bordas reforçadas**: proporcionam compressão e resistência adequadas
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0045-S	PP	de 19 a 21cm
	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm
	GG	de 28 a 31cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Tornozeleira Esporte com Reforço

- Ideal para a prática de esportes
- Com **reforço lateral que aumenta a proteção do tornozelo**
- Formato anatômico com bordas reforçadas: proporcionam compressão e resistência adequadas
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0047	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm
	GG	de 28 a 31cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Tornezeleira Esporte com Zíper

- Ideal para a prática de esportes
- **Fechamento em zíper: fácil de colocar e retirar**
- Formato anatômico com bordas reforçadas: proporcionam compressão e resistência adequadas
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0048	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm
	GG	de 28 a 31cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Tornezeleira Esporte Ajustável

- Ajustável por meio de fechos aderentes: **facilita a colocação e a retirada do produto, especialmente em casos de inchaço ou limitação de movimentos**
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.
BC 0041

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.



Tornozeleira Ajustável

- Ideal para prevenção de entorses e recuperação de lesões de ligamentos e tendões, restringindo movimentos laterais excessivos e evitando lesões recidivas
- Design ergonômico: sistema de ajuste que possibilita **personalizar e direcionar a compressão para o lado de dentro ou de fora do pé**
- Feita em Neoprene®: retém o calor corporal, reduz a dor e previne lesões
- Ajustável por meio de fecho aderente



TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0040

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO

Tornozeleira de Termocompressão com Cintas Cruzadas

- Ideal para prevenir entorses, proporcionando proteção e firmeza durante a prática de atividades físicas
- Cintas cruzadas para maior compressão e estabilização
- Abertura no calcanhar para maior conforto
- Fabricada em Neoprene nas regiões do tornozelo e da perna: mantém o aquecimento corporal e alivia a dor
- Tecido respirável na região do pé: permite absorção do suor



BILATERAL



EQUILÍBRIO TÉRMICO



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0710	PP	de 19 a 20cm
	P	de 21 a 22cm
	M	de 23 a 24cm
	G	de 25 a 27cm
	GG	de 28 a 31cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Estabilizador Curto com Cadarço para Tornozelo

- Ideal para a prática de esportes: **pode ser usada com chuteira ou tênis**
- Com **hastes flexíveis laterais** que proporcionam **firmeza à articulação sem restringir os movimentos**
- Confortável: com acolchoamento interno
- **Fechamento por cadarços** e detalhes em elástico para melhor ajuste de compressão
- Venda em par

REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0046	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm



*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Estabilizador Longo com Cadarço para Tornozelo

- Indicado para **uso ortopédico e esportivo**
- Modelo longo: **estabiliza uma região maior do tornozelo**
- Com **hastes laterais que estabilizam a articulação** do tornozelo
- Confortável: com acolchoamento interno
- **Fechamento por cadarços** e detalhes em elástico para melhor ajuste de compressão, especialmente em casos de inchaço
- Pode ser usado com ou sem calçado



BILATERAL



REF.	TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
BC 0043	P	de 21 a 23cm
	M	de 23 a 25cm
	G	de 25 a 28cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.

Estabilizador Tipo Cast para Tornozelo

- Ideal para recuperação de lesões ligamentares e tratamento de tendinites e sinovites
- Com **talas rígidas anatômicas: restringem os movimentos laterais** do tornozelo
- Revestimento interno em material macio e confortável
- Espessura adequada para uso com calçado
- Ajustável por meio de faixas elásticas aderentes: permite uso mesmo em situações de inchaço no pé



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL



BILATERAL



REF.

BC 0641

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



Imobilizador para Tornozelo

- Ideal para casos que exijam **restrição dos movimentos de flexão e lateralização**
- Quando indicado, pode ser usado em substituição ao gesso ou bota imobilizadora
- Com **talas anatômicas laterais e dorsais**
- Ajustável por fechos aderentes e cintas cruzadas sobrepostas para maior firmeza
- Pode ser usado sem as talas para a prática de esportes
- Feito em tecido resistente, com forro confortável em algodão



BILATERAL



REF.

BC 0642

TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA*
P	de 21 a 23cm
M	de 23 a 25cm
G	de 25 a 28cm

*Medir a circunferência do tornozelo na altura dos ossos laterais (maléolos)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO



LINHA DE BOTAS IMOBILIZADORAS

Dispositivos que auxiliam na reabilitação em casos de entorses, fraturas estáveis, luxações, subluxações, ruptura do tendão do calcâneo (tendão de Aquiles), lesões de ligamentos (estiramentos ou rupturas), prevenção de deformidades articulares da artrite reumatoide, complicações do pé diabético (artropatia de Charcot), pós-cirurgias, posicionamento do pé após AVC ou outras lesões neurológicas (correção do pé equino) e em substituição ao uso do gesso.



Bota Imobilizadora

- Estrutura em metal leve e resistente que se adapta ao pé e ao tornozelo para maior conforto
- Com talas laterais metálicas para imobilização adequada
- Solado em EVA
- Ajustável por meio de fechos aderentes
- Com revestimento interno que retém menos calor e facilita a transpiração
- Acompanham três protetores de espuma para proteger áreas de maior contato



BILATERAL



REF.	MODELO	ALTURA DO CANO EM TODOS OS TAMANHOS	TAMANHO
BC 0644	LONGA	42cm	P (32 a 35)
BC 0646	CURTA	29cm	M (36 a 40)
			G (41 a 46)

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO
●	●	●	●	●



Bota Imobilizadora M1

- Estrutura com **hastes anatômicas** que encaixam na pena e panturrilha
- Produzida em material resistente e sem uso de metais: **pode ser usada durante exames de raio-X**
- **Solado ergonômico**: curvatura que estimula o movimento natural do joelho e quadril durante a caminhada
- **Palmilha com absorção de impacto**: diminui sobrecarga no pé, tornozelo e perna
- **Protetor de calcanhar** que alivia a pressão na região posterior do pé e da perna, **aumentando a imobilização**
- Revestimento em **tecido antimicrobiano e transpirável** que neutraliza a proliferação de bactérias, reduzindo odores ocasionados pelo uso prolongado



BILATERAL



REF.	MODELO	ALTURA DO CANO EM TODOS OS TAMANHOS	TAMANHO (conforme nº do calçado)	TAMANHO (medida do pé em cm)*
BC 0649	LONGA	40cm	P (32 a 35) M (36 a 40) G (41 a 46)	P (21 a 24cm) M (24,5 a 27cm) G (27,5 a 30cm)
BC 0648	CURTA	32,5cm		

*Medir do calcanhar ao maior dedo do pé

NÍVEL DE ESTABILIZAÇÃO

LEVE	MODERADA	FORTE	EXTRAFORTE	IMOBILIZAÇÃO

Revestimento Interno para Bota Imobilizadora

Desenvolvido para uso com a Bota Imobilizadora e Bota Imobilizadora M1 quando necessário higienizar ou substituir o revestimento que acompanha a bota.



- Fabricado em tecido transpirável, para menor retenção de calor e umidade
- Confortável: produto acolchoado com toque agradável
- Fácil de higienizar ou substituir
- Acompanham protetores de espuma para regiões de pressão



BILATERAL

REF.	MODELO	TAMANHO
BC 0117	LONGA	P (32 a 35) M (36 a 40) G (41 a 46)
BC 0116	CURTA	



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

A woman with dark hair tied back, wearing a white sleeveless top and dark grey leggings, is standing on a light green exercise mat. She is holding a black resistance band with both hands, pulling it forward and slightly upwards, with her arms bent at the elbows. She is smiling and looking towards the right. The background is a plain, light-colored wall.

*Tatiane, colaboradora
Mercur há 3 anos na
área de Segurança do
Trabalho*

atividade física

Manter o corpo em movimento, incluindo atividades físicas na rotina, é uma atitude essencial para viver com mais saúde e qualidade. No intuito de **estimular as práticas saudáveis com conforto e segurança**, você encontra a seguir diversos dispositivos que protegem, fortalecem e melhoram a flexibilidade do corpo.



Luvas

Confeccionadas em Neoprene®, são indicadas para prevenção de calosidades, bolhas, dores e desconfortos na mão em atividades como ciclismo, RPM, *spinning* e musculação, sendo recomendadas também para usuários de cadeiras de rodas e muletas.

TAMANHOS (circunferência)*

P: de 18 a 20cm

M: de 21 a 23cm

G: de 24 a 26cm

* Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar

	REF.	COR	PALMA ANTIDERRAPANTE	ANATÔMICA E CONFORTÁVEL	ABERTURA NA PARTE SUPERIOR QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO	ACABAMENTO REFORÇADO NAS BORDAS
1. LUVA ESPORTE	BC 0103	●	✓	✓	✓	—
2. LUVA ESPORTE COM REFORÇO	BC 0101-P	●	✓	✓	✓	✓
3. LUVA CICLISMO/ MUSCULAÇÃO ESPORTE	BC 0100	●	✓	✓	✓	—



Bermuda Térmica

Ideal para a prática de esportes e atividades físicas que exijam maior esforço dos músculos da coxa e virilha. Pode ser usada sob outro calção ou bermuda e ajuda a reduzir o risco de lesões.

- Anatômica: se ajusta ao corpo sem restringir os movimentos
- Tecido leve e macio: permite que o suor evapore rapidamente, proporcionando conforto térmico
- Unissex

REF.	COR	TAMANHOS (circunferência da cintura)
BC 0192	●	P: de 76 a 84cm M: de 84 a 92cm G: de 92 a 100cm



Sapatilha Esporte

- Ideal para atividades em contato com a areia ou que necessitem de estabilidade
- Confeccionada em Neoprene: oferece isolamento térmico e protege o pé
- **Cano alongado que impede a entrada de areia**
- **Solado antiderrapante para maior segurança**

REF. (PAR)	COR	TAMANHOS*	
BC 0155	●	PP: do 31 a 33 P: do 34 a 36 M: do 37 a 39	G: do 40 a 42 GG: do 43 a 45

*Indicação de uso de acordo com a numeração do calçado



LINHA DE FAIXAS PARA EXERCÍCIOS

Indicadas para a realização de atividades físicas, esportivas ou funcionais, voltadas à reabilitação e ao condicionamento, auxiliam no fortalecimento muscular, aumento da mobilidade e flexibilidade, prevenção de lesões e melhora da coordenação motora. Confira os modelos disponíveis:



Faixas Elásticas para Exercícios

- Produzidas em borracha natural, proporcionando durabilidade
- Aroma neutro e toque macio



RESISTÊNCIA



EMBALAGEM		COR	RESISTÊNCIA	PESO CORRESPONDENTE AO ALONGAMENTO*			
CAIXA 1,5M	CAIXA 45M			50% DO COMPRIMENTO DA FAIXA	100% DO COMPRIMENTO DA FAIXA	150% DO COMPRIMENTO DA FAIXA	200% DO COMPRIMENTO DA FAIXA
BC 1460-AM	BC 1468-AM	●	Suave	1,1 kg	1,5 kg	1,8 kg	2,1 kg
BC 1460-VM	BC 1468-VM	●	Média	1,5 kg	2 kg	2,5 kg	2,8 kg
BC 1460-VD	BC 1468-VD	●	Forte	1,9 kg	2,6 kg	3 kg	3,5 kg
BC 1460-AZ	BC 1468-AZ	●	Extra forte	2,3 kg	3,1 kg	3,6 kg	4,2 kg
BC 1460-PR	BC 1468-PR	●	Forte especial	2,7 kg	3,9 kg	4,8 kg	5,6 kg
BC 1460-PT	BC 1468-PT	●	Superforte	4 kg	5,5 kg	6,9 kg	8 kg
BC 1460-DO	BC 1468-DO	●	Máxima	5,1 kg	7,4 kg	9 kg	10,7 kg

*Os pesos indicados são médias estabelecidas em testes. Podem ocorrer pequenas variações de acordo com a espessura da faixa.





Faixas de Resistência para Exercícios

- Três níveis de resistência para exercícios com diferentes intensidades
- Em formato circular: ideal para envolver os dois braços ou pernas
- Práticas e versáteis para exercícios esportivos ou funcionais
- Fáceis de transportar e guardar
- Laváveis



RESISTÊNCIA

KIT COM 3 FAIXAS	EMBALAGEM INDIVIDUAL	COR	RESISTÊNCIA	ALTURA x DIÂMETRO	PESO CORRESPONDENTE AO ALONGAMENTO	
					50% DA FAIXA	100% DA FAIXA
BC1470	BC1471	●	Leve	5cm x 37cm	6 kg	12 kg
	BC1472	●	Média	7,5cm x 37cm	12 kg	24 kg
	BC1473	●	Forte	10cm x 37cm	16 kg	32 kg



Puxador para Faixa Elástica

Auxilia no uso da Faixa Elástica, reduzindo o risco de a faixa escapar, proporcionando mais segurança durante a execução dos exercícios.

- Melhora o desempenho dos exercícios
- Comercializado em par (sem a faixa elástica)



REF.	COR
BC 1200	●




Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.



Fabiula, colaboradora
Mercur há 4 anos na
área de SAC, à espera
da Laura

Determinados momentos da vida nos fazem refletir sobre nossos hábitos e escolhas, como o tratamento de uma lesão, a recuperação de uma cirurgia ou mesmo o nascimento de um filho. Nestas situações, direcionamos nossa atenção para aquilo que realmente importa: os cuidados com a saúde e o bem-estar, priorizando uma rotina com mais **qualidade, conforto e tranquilidade**. Pensando nisso, oferecemos dispositivos capazes de favorecer o bem-estar íntimo, facilitar os momentos da maternidade e proporcionar um descanso com mais aconchego e proteção. Conheça esses produtos a partir da categoria Bem-Estar.

bem-estar



Almofada Terapêutica

Fabricada em borracha natural, auxilia pessoas que ficam sentadas por longos períodos, inclusive em cadeiras de rodas, em casos de pós-operatório, dores e lesões no cóccix (parte inferior da coluna).

- Ajuda na prevenção e tratamento de escaras e hemorroidas
- Inflável e confortável



RESISTÊNCIA



LATÉX NATURAL



REF.	COR	TAMANHO
BC 0320	●	38cm (diâmetro)



Acesse e confira o vídeo de modo de uso do produto.

Ducha para Higiene Íntima

Desenvolvida para uso doméstico ou hospitalar, ajuda a prevenir infecções e auxilia em tratamentos específicos.

- Pode ser usada para higiene íntima, enemas e aplicação de medicamentos
- Possui cânula retal e vaginal transparentes, para facilitar a higienização

REF.	Nº.	CAPACIDADE
BC 0400	10	250ml
BC 0401	12	300ml
BC 0402	14	350ml



Máscara para Repouso

Protege os olhos da luz solar ou luz artificial e pode ser utilizada em casa, em viagens (automóvel, ônibus ou avião), em tratamentos estéticos, entre outros. Confeccionada em tecido e estofada em espuma, possui faixa elástica com ajuste em fecho aderente, que firma sem causar pressão excessiva.

- Protege os olhos da claridade
- Tamanho único ajustável
- Toque macio
- Formato anatômico

REF.	COR
BC 0251	●



Tira-leite Materno

Produzido em borracha natural, auxilia mulheres em fase de amamentação, estimulando a produção de leite e ajudando na retirada em casos de produção excessiva. Ajuda no desenvolvimento do mamilo por meio da sucção.

- Indicado para prevenção e tratamento de mastite
- Com bulbo anatômico que encaixa na mão



LATÉX NATURAL



LIVRE DE
BISFENOL A



REF.	COR
BC 0500-R	●
BC 0500-M	●
BC 0500-Z	●

Importante: Possui válvula que dificulta a entrada do leite no bulbo de sucção. Somente o leite armazenado no coletor pode ser utilizado para alimentar o bebê. Caso o leite entre no bulbo, descarte-o.



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

profissional

Lucimara, colaboradora
Mercur há 1 ano na área de
Comunicação

Daniela, colaboradora
Mercur há 1 ano na
área Comercial

Oferecer recursos relevantes, que priorizem o cuidado e a qualidade, especialmente em atividades que promovam saúde e bem-estar, é uma de nossas premissas. Por isso, trabalhamos para desenvolver **soluções de uso clínico e ambulatorial** que propiciem tratamentos seguros e eficazes, com resultados confiáveis e satisfatórios. Um destes exemplos é o Gel Condutor, que passa por criteriosos ensaios de laboratório e é fabricado a partir de matéria-prima de grau farmacêutico, garantindo maior confiabilidade em relação à toxicidade e reações no corpo do usuário. Conheça os diferenciais deste produto.



Gel Condutor

Especialmente desenvolvido para aplicações que utilizem o gel como meio de contato, como exames de eletrocardiograma (ECG), eletroencefalograma (EEG), polissonografia e eletroneuromiografia (EMG), além de aplicação de ultrassons terapêuticos, estéticos e de diagnóstico. Também pode ser utilizado para transmissão de correntes elétricas (TENS, FES, entre outras), desfibriladores, placas de bisturi elétrico e laser ou luz intensa pulsada (LIP).

- Viscosidade ideal: não escorre
- Altamente deslizante: oferece ótima condutibilidade
- Maior rendimento
- Não mancha a pele ou a roupa
- Inodoro e sem bolhas



HIPOALERGÊNICO



LIVRE DE
PARABENOS



DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO



FÁCIL RECARGA

REF.	APRESENTAÇÃO
BC 1603-FR	Frasco 320g
BC 1610-PT	Pote 1kg
BC 1650-GA	Galão 5kg
BC 1610-SA	Sachê 1kg
BC 1650-SA	Sachê 5kg



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

inclusão

Alison, paratleta de basquete da Associação Santa-cruzensense de Pessoas com Deficiência Física (Aspede)

Tarefas comuns do dia a dia como usar talheres, praticar uma atividade física, escovar os dentes ou segurar o celular são muitas vezes desafios para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, afetando a qualidade de vida e a independência. No intuito de **ampliar as habilidades funcionais e promover a autonomia dessas pessoas**, a Mercur desenvolveu recursos de tecnologia assistiva. Estes dispositivos foram **cocriados com profissionais e usuários reais** a partir de momentos de diálogo, experimentação e legitimação. O resultado deste trabalho, que contribui para a construção do mundo de um jeito bom para todo o mundo, você confere a seguir.



Cinta de Posicionamento

Multifuncional, o dispositivo é confeccionado em Neoprene® e foi cocriado com jogadores de basquete em cadeiras de rodas, permitindo fixação efetiva para pessoas com dificuldades no controle do tronco, pernas e pés.



TAMANHO ÚNICO
AJUSTÁVEL

- Promove sustentação segura de tronco, pernas e pés
- Ideal para posicionamento em bancos de automóveis, ônibus ou aviões
- Pode ser usado para a prática de esportes sobre cadeira de rodas

REF.	COR	TAMANHO	FECHAMENTO	REGIÃO DO CORPO	FUNÇÃO
BC 0900-200	●	2m x 16cm	Fivela	Tronco	Oferecer sustentação para pessoas com dificuldade de controle de tronco em cadeiras de rodas, poltronas e camas ortostáticas
BC 0900-120	●	1,2m x 20cm	Fecho aderente		
BC 0901-100	●	1m x 10cm	Fecho aderente	Pernas	Possibilitar que cadeirantes mantenham as pernas posicionadas e juntas, envolvendo as coxas
BC 0901-60	●	60cm x 10cm	Fecho aderente	Pés	Possibilitar que cadeirantes mantenham os pés fixos e juntos, podendo envolver também o apoio dos pés da cadeira de rodas



Luva Flexora

Confeccionada em Neoprene®, auxilia pessoas com dificuldades motoras a segurarem objetos importantes para a realização de suas atividades de vida diária. Este dispositivo faz com que os dedos permaneçam dobrados e envolvam o objeto que se deseja segurar.

- Auxilia pessoas com dificuldades motoras a segurarem objetos
- Fechamento ajustável com fecho aderente



BILATERAL



REF.	COR	TAMANHOS (comprimento)*
BC 0940	●	PP: de 13 a 16cm P: de 15 a 18cm M: de 17 a 20cm G: de 19 a 22cm * medir do punho até a extremidade do dedo médio



Acesse e confira a ficha contendo as informações técnicas de cada produto.

expositores

Que tal melhorar a experiência do consumidor no ponto de venda?

Oferecemos **diversos modelos de expositores** que se adaptam a diferentes espaços e necessidades.



expositor de balcão

(C) 23cm
(L) 43cm
(A) 60cm



expositor de bengalas e muletas

(C) 31cm
(L) 31cm
(A) 74cm



expositor médio

(C) 37cm
(L) 65cm
(A) 174cm



slatwall

com testeira personalizável de acordo com o perfil de público da sua loja.

qualificações para vendas

Já pensou em qualificar o atendimento da sua equipe, proporcionando uma venda ainda mais assertiva ao consumidor?

Conte com a equipe Mercur para isso!

Oferecemos treinamentos sobre nossos produtos com o objetivo de ampliar o conhecimento e aperfeiçoar as habilidades dos seus colaboradores.



campanhas e lançamentos



Disponibilizamos **acesso gratuito a diversos materiais** sobre nossos produtos.




• **Peças para apoio de vendas** em versões digitais e para impressão, com foco no seu PDV.
mercur.com.br/materiais



• **Vídeos** informativos para postagem nas suas redes sociais.
mercur.com.br/bancodevideos



• **Imagens de produtos** para atualização do seu site ou redes sociais.
mercur.com.br/bancodeimagens



Entre em contato por meio dos nossos canais

Estamos abertos ao diálogo e queremos ouvir as suas necessidades.

Converse conosco para tirar dúvidas, oferecer sugestões ou mesmo compartilhar conhecimento.



www.mercur.com.br



facebook.com/mercuroficial



youtube.com/mercursa



linkedin.com/company/mercur-sa



instagram.com/mercuroficial



mercur.com.br

encontre nas redes @mercuroficial



Mercur S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260 | CEP 96835-666
Santa Cruz do Sul | RS | Brasil | CNPJ 93.896.397/0014-47

CERTIFICAÇÃO
FSC®